

Kies je lefreQue voor
Flute / Piccolo

CATEGORIE	FLUIT FAMILIE			LEFREQUE 1st VERBINDING				ELASTISCHE BAND	
	TYPE	KOP	MATERIAAL BODY	MAAT	BEGINNER	GEVORDERD	PROFESSIONAL	MAAT	TYPE
HOUD	Piccolo	composiet	composiet	33	SP	FS	FS or FS GP*	piccolo	ult
	Piccolo	verzilverd	composiet	33	SP	FS	FS GP*	piccolo	ult
	Piccolo	verzilverd	hout	33	SP	FS	FS GP*	piccolo	ult
	Piccolo	massief zilver	hout	33	FS	FS GP*	goud*	piccolo	ult
	Piccolo	hout	hout	33	FS	FS GP*	goud*	piccolo	ult
	Fluit	verzilverd	verzilverd	41 or 33**	SP	FS	FS GP*	70	ult
	Fluit	massief zilver	verzilverd	41 or 33**	SP	FS	FS GP*	70	ult
	Fluit	massief zilver	massief zilver	41 or 33**	FS	FS GP*	goud*	70	ult
	Fluit	massief zilver verguld	massief zilver	41 or 33**	FS	FS GP*	goud*	70	ult
	Fluit	massief zilver verguld	massief zilver verguld	41 or 33**	FS GP*	FS GP*	goud*	70	ult
	Fluit	platinum plated	platinum plated	41 or 33**	FS	goud*	Platinum	70	ult
	Fluit	goud	massief zilver	41 or 33**	FS	FS GP*	goud*	70	ult
	Fluit	platinum	platinum	33			Platinum	70	ult
	Alt Fluit / Bas Fluit	verzilverd	verzilverd	41***	SP	FS	FS	85	ult
	Alt Fluit / Bas Fluit	massief zilver	verzilverd	41***	FS	FS GP*	FS GP*	85	ult
Alt Fluit / Bas Fluit	massief zilver	massief zilver	41***	FS	FS GP*	FS GP*	85	ult	

BELANGRIJKE VUISTREGELS (Individuele resultaten kunnen afwijken)

* Als u kiest voor een gouden of vergulde lefreQue wordt aangeraden de kleur en het gehalte te matchen met het goud of de vergulding van uw instrument. Dat kan het goud of de vergulding zijn de fluitkop/het mondstuk/de ligatuur, de body of andere onderdelen zoals het schoorsteentje, de kroon, de tab ringen of het kleppenwerk.

** Voor fluit geldt dat de 41mm lefreQue evenveel verbetering van de boventonen biedt als de 33mm, maar deze resulteert daarbij in een groter geluid.

*** 106 mm is optioneel voor deze instrumenten om het tonnetje geheel te overbruggen en direct op de vrije buis te landen voor een nog beter resultaat.



**Massief goud is onze overtreffende trap en maakt het geluid altijd briljanter.
Het is onze premium lijn.**

Neemt u alstublieft contact op met een van onze gouddealers voor persoonlijk advies:

www.lefreque.com/resellers Reseller Gold



LEGENDA	
B	messing
RB	koper
RB GP	koper verguld
SP	verzilverd
FS	fijn zilver (999)
FS GP	fijn zilver (999) verguld rose of geel
goud*	verkrijgbaar 9K, 14K rose & geel, 24K



Hoe test ik?

Individuele oefeningen

- Speel een chromatische toonladder (lange noten en zonder vibrato). Speel met, zonder en dan nog weer een keer met lefreQue. **Let in het bijzonder op de intonatie en de gelijkheid van toonproductie.**
- Speel een octaaf oefening. Speel dit met, zonder en nog weer een keer met lefreQue. **Luister naar je toon alsof je een duet met je eigen boventonen speelt. Luister vooral naar het verschil in zuiverheid met en zonder lefreQue.**
- Speel een aantal fragmenten die buiten je comfort zone liggen, bijvoorbeeld lastige bindingen of intervallen. **Voel het verschil in speelgemak en let daarbij op je intonatie.**

Gezamenlijke oefening

- Speel samen een willekeurige toonladder (enigszins lange noten, zonder vibrato). Speel deze met, zonder en dan weer met lefreQue. Eerst unisono en dan in octaven. **Luister naar de verschillen in zuiverheid en projectie.**
- Speel een duet met een willekeurig ander blaasinstrument. **Let op de verschillen in zuiverheid en gelijkheid.**

We hopen dat je deze oefeningen leuk vindt. Bedankt dat je lefreQue uitprobeert!


Handmade in the Netherlands

Algemene handleiding & Kies je lefreQue voor Fluit / Piccolo




Belangrijk !!!

Doe altijd het plaatje met de puntjes bovenop



Pak het bandje tussen duim en middelvinger



Bandje over het bolletje



Plaats de lefreQue aan die kant van je instrument waar de buis het meest vrij van obstakels is!

